



Isco não tóxico



Lumigel



COMPOSIÇÃO:

Substância 100% alimentar.

Unidade de venda: Cartuchos de 300 Gr.

CARACTERÍSTICAS:

Isco em gel sem matéria ativa que permite uma monitorização eficiente dos movimentos dos roedores. O gel contém uma substância fluorescente que é facilmente detetável quando iluminada com luz ultravioleta. Quando os roedores pisam ou impregnam-se com LUMIGEL, o traço que deixam é facilmente detetável pela fluorescência que emite quando exposto a uma fonte de luz ultravioleta, por exemplo a partir de uma lanterna UV.

Ferramenta de monitorização da atividade dos roedores adequada tanto para ratos como para ratazanas.

MODO DE APLICAÇÃO:

Em caso de ratos, colocar 5-10 Gr de gel a cada 2-4 metros. No caso de ratazanas, 15-20 Gr. de gel a cada 8-10 metros. Para conseguir uma boa monitorização deve-se inspecionar com regularidade as zonas de aplicação dos iscos, sobretudo na primavera e outono.

Utilize os biocidas com cuidado
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao
produto antes de o utilizar



COPRATE

Soluções de Desinfestação, Lda.